

ISOMARINE®

IGIENE QUOTIDIANA

Isomarine Igiene Quotidiana spray delicato ad azione fluidificante per liberare e pulire le vie respiratorie ogni giorno. Aiuta a mantenere libero e pulito il naso di adulti e bambini a partire dai **6 mesi**. Grazie alla presenza **dell'acqua di mare isotonica**, naturalmente ricca di sali minerali e oligoelementi, **Isomarine** ha azione fluidificante e detergente e può essere utilizzato quotidianamente per incrementare l'umidità delle mucose nasali.

L'acqua di rose aiuta a ridurre l'irritazione ed il rossore che possono manifestarsi in caso di raffreddore, sinusiti e altre malattie da raffreddamento. **La formula Isomarine** è arricchita dalla presenza **dell'acido ialuronico** per ripristinare la normale idratazione delle mucose del naso aiutando a prevenire secchezza e irritazioni.

MODALITA' D'USO: una/due nebulizzazioni per narice.

COMPOSIZIONE: Isotonic seawater (94%), Glycerin (2,5%), Rosa Damascena Flower Water (2,5%), Sodium Hyaluronate (0,05%), Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Potassium sorbate.

AVVERTENZE:

- Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente per l'uso a cui è destinato.
- Per l'utilizzo del prodotto in gravidanza consultare il medico.
- Flacone da 30 ml. Non contiene gas.
- Un mancato controllo dell'integrità del prodotto potrebbe alterarne le caratteristiche funzionali.
- Non utilizzare oltre la data di scadenza.
- Non utilizzare se il flacone o l'erogatore sono danneggiati.
- Conservare al riparo dalla luce e da fonti di calore ad una temperatura compresa tra 5°C - 25°C.
- Non usare in caso di ipersensibilità ad uno dei componenti

30ml e

FACILITA IL RICICLO	
FLACONE >HDPE+LDPE< 7 PLASTICA	EROGATORE NASO >PP+POM<7 PLASTICA
CAPPUCCIO EROGATORE LDPE 4 PLASTICA	ASTUCCIO PAP 21 CARTA

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Verifica le disposizioni del tuo comune

 **COSWELL SPA** Rev.2 10/2022
Via Gobetti 4, 40050 - Funo di Argelato (Bo) ITALY
www.coswell.biz

94032480 REF GA11580

5°C 25°C

     